


Olymp-Scan 5030C

Модель РУДБТ **Olymp-Scan 5030C** — это эргономичная рентгенотелевизионная установка, созданная для быстрого и безопасного досмотра небольших сумок, корреспонденции, малогабаритных посылок и прочих предметов. Прекрасное решение для усиления безопасности на самых разных объектах.

Ключевое преимущество — сочетание компактных габаритов с высоким качеством сканирования. Это позволяет интегрировать установку даже в ограниченные пространства без потери эффективности контроля.



Размер туннеля.....	505 мм (Ш) × 305 мм (В)
Макс. допустимый размер досматриваемого предмета.....	485 мм (Ш) × 285 (В)
Габариты всей установки.....	1690 мм (Д) × 790 мм (Ш) × 1210 мм (В)
Скорость конвейера.....	0,20 м/с
Высота расположения конвейера.....	752 мм
Рабочая температура / влажность.....	0 °C ± 3 °C ~ + 40 °C ± 2 °C / 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Температура / влажность при хранении.....	-40 °C ± 3 °C ~ +60 °C ± 2 °C / 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Нагрузка на конвейер.....	не менее 100 кг
Вес всей установки.....	не более 400 кг
Электропитание.....	220 В (от -10% до + 10%), 50 Гц ± 10%
Проникающая способность по стали.....	30 мм (140 кВ) / 38 мм (160 кВ)
Разрешающая способность по медной проволоке.....	0,1 мм / 38 AWG
Кол-во проекций.....	1
Мощность дозы излучения на корпусе установки менее 1 мкЗв/час (в 10 см от корпуса)	

Рентгеновский генератор:

Направление генерации.....	Снизу вверх
Напряжение в трубке.....	140 ~ 160 кВ (регулируется)
Ток в трубке.....	0,4 ~ 0,7 мА. (регулируется)
Охлаждение.....	Масляная ванна
Рабочий цикл.....	100%

- Встроенная автоматическая самодиагностика
- Отключение одним нажатием кнопки
- Безопасность для фотопленок — гарантированно для ASA/ISO1600 (33DIN)
- Используемые в ПО алгоритмы автоматически выделяют на изображении такие объекты как оружие, взрывчатые вещества, наркотики, а также не просвеченные области, которые могут скрывать опасные объекты. Эти функции значительно повышают эффективность работы операторов
- Вывод даты и времени, счетчик багажа, управление пользователями, сканирование в 2-х направлениях, системный журнал, режим ожидания и др.
- Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н14082

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ:

- Дисплей высокой четкости
- Цветное / черно-белое изображение, полутона
- Выделение органических / неорганических веществ
- Частичное улучшение сканирования
- Контурирование
- Восстановление изображения
- Зум / Масштабирование
- Высокоэнергетическое / Низкоэнергетическое проникновение
- Объем хранимых изображений > 100 000
- Выделение объектов высокой плотности
- Автоматическое выделение подозрительных веществ и объектов (наркотики, взрывчатка)

КОМУ ПОДОЙДЕТ OLYMP-SCAN 5030C:

- ✓ КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
- ✓ ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- ✓ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ
- ✓ ГОСКОРПОРАЦИИ
- ✓ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ - В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЛЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫХОДЕ ПЕРСОНАЛА
- ✓ ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
- ✓ ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
- ✓ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ И МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

ООО «СК «ОЛИМП»
OLIMPEKSPERT.RU
+7 (495) 132-41-42
+7 (800) 707-72-31
info@olimpekspert.ru

